

Biatain Super

Biatain Super Adhesief

Toepassing

Biatain Super Adhesief is een hydrocapillair, superabsorberend wondverband voor extreem exsuderende wonden. Het hydrocapillaire kussentje zorgt voor snelle absorptie van wondvocht. Het heeft een lange draagtijd tot 7 dagen.

Biatain Super was voorheen Alione; de specificaties van het product zijn ongewijzigd.

Productinformatie

- Wondcontactlaag voorkomt verkleaving met het wondbed
- Hydrocolloïd kleefrand: fixeert het wondverband en absorbeert wondvocht
- Topfilm: hoge verdamping van wondvocht en een verminderde kans op infectie van buitenaf



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017168	BIATAIN SUPER ADHESIVE HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 10 X 10 CM (VOORHEEN ALIONE) REF 4610 *S*	10 st.	32 x 10 st.	14796422	BIATV1
3017325	BIATAIN SUPER ADHESIVE HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 12.50 X 12.50 CM (VOORHEEN ALIONE) REF 4612 *S*	10 st.	24 x 10 st.	14796449	BIATV1