

Tubigrip 1m - compressief steunbuisverband

Toepassing

Een druk- en steungevend buisverband dat wordt toegepast bij lichte vormen van oedeem, na gipsbehandeling, bij spataderen en verrekkingen van pezen of banden. Tubigrip wordt dubbel aangebracht en geeft overal een gelijkmatige druk. Vormt zich naar de contouren van het te behandelen lichaamsdeel en knelt niet.



De juiste maat is met gebruik van de maatstrook exact te bepalen.

Productinformatie

- Dit product bevat latex
- Leverbaar in bruin en natural
- Verkrijgbaar in 11 maten op 1- en 10-meter rollen
- Vervaardigd van katoen met omwonden los meegeweven elastische draden
- Tubigrip is enkele malen wasbaar (handwas!) met een fijnwasmiddel op maximaal 40 °. Niet met de hand uitwringen maar in een handdoek rollen. Niet in de droger drogen!
- Maatstrook Tubigrip gratis aan te vragen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029674	TUBIGRIP C STEUNBUISVERBAND BEIGE 1M 16X20CM ref 1545	12 st.	5 x 12 st.	12208035	TUBIXC
3029675	TUBIGRIP D STEUNBUISVERBAND BEIGE 1M 20-24CM ref 1546	12 st.	5 x 12 st.	12208051	TUBIXD
3029676	TUBIGRIP E STEUNBUISVERBAND BEIGE 1M 24-28CM ref 1547	12 st.	5 x 12 st.	12208086	TUBIXE
3029677	TUBIGRIP COMPRESSIEF BUISVERBAND 1M HUIDSKLEUR MAAT F 1548-02	12 st.	5 x 12 st.	12208108	TUBIXF
3029672	TUBIGRIP B STEUNBUISVERBAND WIT 1M ref 1520	12 st.	5 x 12 st.	13663712	TUBIXB
3029673	TUBIGRIP G STEUNBUISVERBAND WIT 1M 36-46CM ref 1524	12 st.	5 x 12 st.	12207934	TUBIXG