

## UnoMeter<sup>®</sup> Abdo-Pressure<sup>®</sup> abdominale drukmeting

### Toepassing

Het UnoMeter<sup>®</sup> Abdo-Pressure<sup>®</sup> IAP Intra-Abdominale Hypertensie) monitoringsysteem is een eenvoudige, betrouwbare en snelle methode om intra-abdominale druk (IAP) te bepalen.



### Productinformatie

- UnoMeter<sup>®</sup> Abdo-Pressure<sup>®</sup> incl urine-meter iedere 7 dagen vervangen
- Unometer Safety Plus los bijbestellen
- Instructievideo onderaan deze pagina
- Meet in minder dan 10 seconden
- Heeft een gemakkelijk af te lezen schaalverdeling
- De UnoMeter Abdo-Pressure bevat een naaldvrije samplepoort.

Intra-abdominale hypertensie (IAH: IAP>12 mmHg) treedt op bij meer dan 50% van alle chirurgische en medische ICU-patiënten. Preventie en vroegtijdige ontdekking van deze aandoening is van cruciaal belang om patiënten te beschermen tegen de levensbedreigende gevolgen, zoals abdominaal compartimentsyndroom (ACS: IAP>20 mmHg).

WSACS raadt aan om patiënten te screenen op IAH/ACS-risicofactoren bij opname op de ICU en indien sprake is van nieuw of progressief orgaanfalen. WSACS staat voor World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. De WSACS heeft consensusdefinities opgesteld en deelt kennis over diagnose, behandeling en verzorging van IAH en ACS. <http://www.wsacs.org/consensus.php>.

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|