

Klini-Aid Roll snelverband

Toepassing

Het snelverband is ideaal voor snelle en effectieve bedekking van een bloedende wond. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos. Klini-Aid Roll voldoet aan de internationale DIN-norm voor snelverbanden.



Productinformatie

- Het wondkompres is vervaardigd van geperste verbandwatten in een nonwoven laagje
- Aan de ene zijde van het wondkompres is een licht elastisch hydrofiel windsel vastgenaaid met een lengte van 15cm en aan de andere zijde zit een windsel van 280cm
- Verband is opgerold in een blister verpakking

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------