

PH-teststrips

Toepassing

PH-Fix is een hoogwaardige en kleurvaste teststrip die gebruikt wordt om de zuurgraad te bepalen.



Productinformatie

- Extra lange teststrips
 - Kleurvast reactief testveld
 - Voorkomt dat de vingers in aanraking komen met de vloeistof. - Hierdoor is de teststrip gemakkelijk in het gebruik en maakt veiliger werken mogelijk
 - Meerdere gradaties (voor elke pH waarde)
 - Om doorslag te vermijden, is de pH-indicator chemisch gebonden aan de cellulosevezel. Dit beschermt het monster effectief tegen storingen / verontreinigingen en garandeert zelfs metingen in zwakke buffer- of sterke alkalische oplossingen.
- Uitstekend kleurenspectrum
- Met de vier verschillende kleurblokken voor elke pH-waarde (pH-Fix 0-14) kan een zeer nauwkeurige pH-analyse worden uitgevoerd en daardoor is de test snel en betrouwbaar.

Mochten de door u gewenste artikelen niet vermeld staan, neem dan contact op met onze Customer Service. Wij helpen u graag.

Waardes 3029213: 3.6 □ 4.1 □ 4.4 □ 4.7 □ 5.0 □ 5.3 □ 5.6 □ 6.1

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029213	PH-FIX TESTSTRIP 3.6-6.1 92130	100 st.	1 x 100 st.		
3029351	PH-FIX TESTSTRIP 6.0-10.0 97520	100 st.	1 x 100 st.		
3034475	PH-FIX INDICATIESTRIP 0-14 921189	100 st.	1 x 100 st.		
3057101	PH INDICATOR 4.0-7.0 SPEC.INDICATOR NON-BLEEDING MERC1.09542.0001	100 st.	999.99 x 100 st.		
3058884	PH INDICATOR MAAGSAPPEN WAARDES 2-9 103700	100 st.	999.99 x 100 st.		