



Stuwbanden

Toepassing

Een stuwband wordt gebruikt bij bloedafname. Dit vergemakkelijkt het prikken en het afnemen van het bloedmonster.

Productinformatie

- Volledige one-hand-bediening voor het vastzetten t.b.v. bloedophoping, ontlasting en opening van de band
- Gemakkelijk aan te brengen en vrij te maken voor infusies
- Huidvriendelijk, duurzaam katoen
- Latexvrij
- Metalen slot of kunststof slot
- Wasbaar op 60°C

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033013	PRAEMETA STUWBAND 60CM GROEN 902	1 st.	252 x 1 st.	14956985	
3056866	KAWA STUWBAND BLAUW KUNSTSTOF CLIP 0166966	1 st.	99999 x 1 st.		
3006944	SERVOPRAX STUWBAND 40CM BLAUW G2 1001	1 st.	50 x 1 st.		
3006945	SERVOPRAX STUWBAND 50CM LENTEKLEUR G2 2001	1 st.	1 x 1 st.		
3006946	SERVOPRAX STUWBAND 50CM HERFSTKLEUR G2 2000	1 st.	1 x 1 st.		
3006947	SERVOPRAX STUWBAND 40CM KINDERMOTIEF G2 1001KM	1 st.	1 x 1 st.		