

Bowie & Dick testpakket

Toepassing

Het Bowie & Dick Quickise testpakket is bedoeld voor de autoclaaf. Het doel van deze test is inzicht te krijgen in de kwaliteit van stoompenetratie in het te steriliseren pakket/ instrumentarium. Voor deze test wordt een standaard "industrieel" pakket gebruikt.

Productinformatie

- Voldoet aan de Europese norm EN867-4
- Disposable; de Bowie en Dick test is ontworpen voor eenmalig gebruik

Een correcte uitslag van een Bowie & Dick test geeft aan dat in het testpakket volledige stoompenetratie plaatsvindt. Het falen van de test is het gevolg van de aanwezigheid van lucht in het testpakket, hetgeen veroorzaakt kan worden door slechte luchtverwijdering, inlek van lucht tijdens een vacuümfase of de aanwezigheid van lucht in de stoom.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027170	STERIKING DISPOSABLE BOWIE EN DICK QUICKISE PAKKET REF 300	30 st.	4 x 30 st.		